

SKIN RELIEVER

Lo Skin Reliever Alps è un protettore in gel di stirene da utilizzare per compensare la riduzione di volume del moncone. E' realizzato in ALPS Easygel e presenta uno spessore uniforme di 1,5 mm nelle parti laterali che progressivamente cresce fino a 3 mm all'apice distale, per fornire un maggior comfort.

Lo Skin Reliever è disponibile in tre misure. Grazie all'enorme elasticità dell' Alps Easygel, le tre misure sono sufficienti per adattare la maggior parte dei pazienti.

MISURE

Prendere la circonferenza del moncone a 6 cm dall'apice distale del moncone.

Circonferenza misurata (cm)*	Misura da selezionare
10 - 19 cm	ENCP 16
20 - 27 cm	ENCP 20
28 - 37 cm	ENCP 28

ISTRUZIONI PER L'USO

Come si indossa lo Skin Reliever

Benché non sia necessario applicare sul moncone alcun tipo di lubrificante, potete comunque usare una piccola quantità di talco o di lozione per la pelle al silicone Alps (SL108). **Evitate l'uso di gel a base di petrolio o di altri lubrificanti a base oleosa** in quanto essi possono danneggiare il prodotto. Il talco potrebbe formare uno spessore discontinuo sulla superficie dello Skin Reliever, è pertanto preferibile utilizzare la lozione SL108.

Potete indossare lo Skin Reliever o rovesciandolo e arrotolandolo oppure infilandolo come un calzino. Nel caso in cui preferiate rovesciarlo, usate del talco sulla parte esterna per facilitare l'arrotolamento.

Eliminare eventuali sacche d'aria che possono essersi formate tra il moncone e lo Skin Reliever. Introdurre il moncone nell'invasatura.

Come si conserva lo Skin Reliever

Quando non utilizzate lo Skin Reliever, ponete sempre al suo interno l'imbottitura in spugna in quanto lasciare il prodotto piatto per lunghi periodi può determinare la formazione di pieghe.

Come si pulisce lo Skin Reliever

Giornalmente: Lavare lo Skin Reliever ed il moncone con acqua tiepida e sapone neutro, come il detergente Alps PD595 o altri saponi ipoallergenici a pH bilanciato. Usare una pezzuola igienica, ma non strofinare né sfregare, altrimenti danneggerete lo Skin Reliever. Risciacquare accuratamente, quindi asciugare lo Skin Reliever con una salvietta asciutta e pulita.

Settimanalmente: Versare una piccola quantità di alcool su un panno morbido e pulito. Pulire a fondo lo Skin Reliever con il panno, asciugare con una salvietta e applicare una leggera spolverata di talco all'esterno della cuffia. **NON IMMERGERE LO SKIN RELIEVER NELL'ALCOOL.**

GARANZIA

Alps Skin Reliever sono coperti da garanzia di 1 mese per difetti di fabbricazione.

NB: sono esclusi da garanzia danni come tagli, fori, lacerazioni dovute ad urti, graffi, abrasioni causate da un rivestimento inadeguato dell'invasatura.

Per ottenere l'autorizzazione al reso, contattare Alps dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e fornire all'operatore le seguenti informazioni:

- Ragione Sociale
- Numero e data di fattura
- Numero di lotto del prodotto
- Motivo del reso

Il codice di Autorizzazione al Reso fornito dall'azienda deve essere scritto sull'esterno del pacco spedito.

ISTRUZIONI PRODOTTO

Skin reliever

ENCP

Protettore della pelle e compensatore di volume in gel di stirene

Coperta da uno o più dei seguenti brevetti (USA):
7,709,570.



SKIN RELIEVER



FABBRICANTE:
ALPS SOUTH LLC
2895, 42nd Av. North
St. Petersburg, FL. 33714 (USA)
Tel: 1-727-528-8566
Fax: 1-727-528-8862
www.easyliner.com

MANDATARIO:
CEpartner4U
Esdoornlaan 13,
3951 DB Maarn
The Netherlands
+31 (0) 6.516.536.26
www.cepartner4u.com



2936 02003.1A1 D

IMPORTATORE
ALPS SOUTH EUROPE s.r.o.

Božkovské náměstí 17/21
432600 Plzeň – Czech Republic
Tel +420 377 223 127
Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu info@easyliner.eu



DISTRIBUTORE
ALPS SOUTH ITALY S.r.l.

V.le della Mercanzia, 85
40050 Argelato (BO)- Italia
Tel +39 051 86 06 42
Fax +39 051 86 59 668

www.alpsitaly.com info@alpsitaly.com