

# CALCETINES PROTÉSICOS

KCN | KCM | KCW



Los calcetines protésicos ALPS™ son ligeros y suaves, y proporcionan amortiguación y comodidad para un ajuste superior.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TRES ESTILOS

ESTRECHO,  
MEDIO, ANCHO

TRES TAMAÑOS

1, 3, Y 5 CAPAS

TRES GROSORES

CORTO, EXTRA CORTO,  
REGULAR, LARGO

Lorem ipsum

CUATRO LONGITUDES

CON ORIFICIO  
DISTAL

SIN REFUERZO  
PLÁSTICO



CON ORIFICIO  
DISTAL

CON REFUERZO  
PLÁSTICO



**i** Evita que se deshilache la costura alrededor del orificio distal.

SIN ORIFICIO  
DISTAL

EXTREMIDAD DISTAL  
CON COSTURA



## EN EVIDENCIA



Ayudan a manejar los cambios de volumen



Las fibras técnicas permiten un uso fresco y cómodo



Mantienen su forma con el tiempo; estiramiento mínimo y no se apelmazan



**¡AHORA DISPONIBLE EN PAQUETES!**

Una solución completa para los pacientes para controlar la fluctuación del volumen de la extremidad residual. La mayoría de los tamaños populares están siempre disponibles.



HECHOS DE FIBRAS TÉCNICAS  
PREMIUM

CREAN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA HUMEDAD QUE MUEVE LA TRANSPIRACIÓN LEJOS DEL CUERPO Y A TRAVÉS DEL TEJIDO, DONDE PUEDE EVAPORAR RÁPIDAMENTE.

CON LOS PAQUETES, SU PACIENTE PUEDE:



- Seleccionar los calcetines necesarios para gestionar la variación del volumen
- Tener calcetines protésicos siempre disponibles cuando otros se estén lavando



#makinglivesbetter



## ESQUEMA DE MEDIDA



## TABLA DE MEDIDAS

# ENCUENTRE EL AJUSTE PERFECTO.

TAMAÑO RECOMENDADO DEL LINER ALPS	NIVEL DE AMPUTACIÓN	CIRCUNFERENCIA PROXIMAL	CIRCUNFERENCIA DISTAL A (5 CM)	*LONGITUD DEL ENCAJE (+5 CM) 20-26	*LONGITUD DEL ENCAJE (+5 CM) 26-36	*LONGITUD DEL ENCAJE (+5 CM) 36-46	*LONGITUD DEL ENCAJE (+5 CM) 46-60
20	BK	mín. 20-máx. 40 cm	20-23 cm	KCN-8-X-Y	KCN-10-X-Y	KCN-14-X-Y	KCN-18-X-Y
24, 26, 28	BK	mín. 30-máx. 60 cm	23-31 cm	KCM-8-X-Y	KCM-10-X-Y	KCM-14-X-Y	KCM-18-X-Y
32, 38	AK	mín. 40-máx. 80 cm	31-36 cm	KCW-8-X-Y	KCW-10-X-Y	KCW-14-X-Y	KCW-18-X-Y

X indica el espesor en capas (1 capa = 1,5mm; 3 capas = 2mm; 5 capas = 2,5mm)

Y indica el extremo distal (N-sin orificio; H con orificio; HR con orificio reforzado)

### EJEMPLOS:

KCN-08-3-H Calcetín protésico, estrecho, 20-26 cm, 3 capas, con orificio

KCM-10-1-N Calcetín protésico, medio, 26-36 cm, 1 capa, sin orificio

KCW-18-5-HR Calcetín protésico, ancho, 46-60 cm, 5 capas, con orificio reforzado



Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň - Czech Republic

MAKING  
LIVES  
BETTER