

RENDI IL TUO LAVORO PIÙ SEMPLICE E PIÙ RAPIDO CON I CASTING KIT ALPS.

PROCEDURA



20%

01.


Seleziona il modello e la misura giusti
Fai riferimento alla nostra tabella misure sul retro.



40%

02.

Avvolgi l'arto residuo con una pellicola
in cellofan prima di posizionare la cuffia



60%

03.

Prima di procedere con il calco, avvolgi
l'esterno della cuffia per proteggerlo da
danni dovuti al gesso



80%

04.

Procedere come di consueto con il calco



100%

05.

Adesso la cuffia può essere utilizzata per
un nuovo calco

RISPARMI
TEMPO!

SEMPRE LA
MISURA
GIUSTA!

FAI FELICE
IL TUO
PAZIENTE!



Guarda un breve tutorial
sul Casting Kit ALPS!

Scopri di più! Il nostro team è a tua disposizione.



Tel +39 051 86 06 42 | Fax +39 051 86 59 668

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

V.le della Mercanzia, 85 | 40050 Argelato (BO) - Italy