# Prothesenstrümpfe zum Volumenausgleich

KCN | KCM | KCW


ALPS® Prothesenstrümpfe sind leicht und weich, sorgen für Dämpfung und bieten Komfort und eine hervorragende Passform.


### **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**



#### HIGHLIGHTS











#### HERGESTELLT MIT PREMIUM TECHNISCHEN FASERN

SCHAFFEN EIN FEUCHTIGKEITSMANAGEMENT-SYSTEM. SO DASS DIE TRANSPIRATION SCHNELL VOM KÖRPER WEG IN DAS GEWEBE GELEITET WIRD UND DORT VERDUNSTEN KANN.

#### MIT DEM PAKET KÖNNEN IHRE PATIENTEN:

- · die Strümpfe auswählen, die sie zur Bewältigung ihrer Schwankungen benötigen
- · immer Prothesenstrümpfe zur Hand haben, wenn andere in der Wäsche sind












#### **MAßSKIZZE**

Der Prothesenstrumpf sollte
ca. 5 cm länger sein
als der Schaft

L\*

Distaler
Umfang 5 cm oberhalb

## **GRÖßENBESTIMMUNG**



# GRÖßENTABELLE FINDEN SIE DIE PERFEKTE PASSFORM.

des Stumpfendes

| EMPFOHLENE<br>ALPS LINERGRÖßE | AMPUTATIONSGRAD | PROXIMALER<br>UMFANG | UMFANG 5 CM<br>OBERHALB DES<br>STUMPFENDES | *LÄNGE DES<br>SCHAFTES<br>13-18 CM | *LÄNGE DES<br>SCHAFTES<br>18-23 CM | *LÄNGE DES<br>SCHAFTES<br>23-38 CM | *LÄNGE DES<br>SCHAFTES<br>38-48 CM |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 20                            | US              | min. 20-max. 40 cm   | 20-23 cm                                   | KCN-8- <b>X-Y</b>                  | KCN-10- <b>X-Y</b>                 | KCN-14- <b>X-Y</b>                 | KCN-18- <b>X-Y</b>                 |
| 24, 26, 28                    | US              | min. 30-max. 60 cm   | 23-31 cm                                   | KCM-8- <b>X-Y</b>                  | KCM-10- <b>X-Y</b>                 | KCM-14- <b>X-Y</b>                 | KCM-18- <b>X-Y</b>                 |
| 32, 38                        | OS              | min. 40-max. 80 cm   | 31-36 cm                                   | KCW-8- <b>X-Y</b>                  | KCW-10- <b>X-Y</b>                 | KCW-14- <b>X-Y</b>                 | KCW-18- <b>X-Y</b>                 |

X bezeichnet die Wandstärke in Ply (1Ply= 1,5mm; 3Ply= 2mm; 5Ply=2,5mm)

Y bezeichnet das distale Ende (N ohne Loch; H mit Loch; HR mit verstärktem Loch)

#### **BEISPIELE:**

 ${\sf KCN-08-3-H\ Prothesenstrumpf,\ Small,\ Extra\ Kurz,\ 3\ Ply,\ mit\ Loch}$ 

KCM-10-1-N Prothesenstrumpf, Medium, Kurz, 1 Ply, ohne Loch

KCW-18-5-HR Prothesenstrumpf, Groß, Lang, 5 Ply, mit verstärktem Loch



MAKING LIVES BETTER