

GENERAL PURPOSE

GPDT | GPFR

Гелевий лайнер, посилений - з
дистальним кріпленням або без нього




ОПИС

General Purpose Gel Liner поєднує в собі міцність, м'якість і еластичність матеріалу ALPS® GripGel. Чудова еластичність цього лайнера не обмежує кровопостачання в кінцівки пацієнта.

Рекомендовано для всіх рівнів активності




ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ




- ✓ Високоєфективна тканина для підвищення довговічності
- ✓ Легке відчуття липкості зменшує набряклість у підколінній зоні
- ✓ Доступні форми 3мм і 6мм

СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО РОЗРІЗУ



ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР

Виміряйте окружність кукси на 6 см вище дистального кінця



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

| ВИМІРЯНИЙ РОЗМІР (СМ) | ЗАМКОВИЙ 3.0ММ, 6ММ, 6/3ММ, або 9ММ | БЕЗЗАМКОВИЙ 3.0ММ, 6ММ, 6/3ММ, або 9ММ |
|-----------------------|---|--|
| 16-19 см | GPDT 16 - (3 чи 6) | GPFR 16 - (3 чи 6) |
| 20-23 см | GPDT 20 - (3 чи 6) | GPFR 20 - (3 чи 6) |
| 24-25 см | GPDT 24 - (3 чи 6) | GPFR 24 - (3 чи 6) |
| 26-27 см | GPDT 26 - (3 чи 6) | GPRF 26 - (3 чи 6) |
| 28-31 см | GPDT 28 - (3 чи 6) | GPRF 28 - (3 чи 6) |
| 32-37 см | GPDT 32 - (3 чи 6) | GPFR 32 - (3 чи 6) |
| 38-43 см | GPDT 38 - (3 чи 6) | GPFR 38 - (3 чи 6) |
| 44-53 см | GPDT 44 - (3 чи 6) | GPFR 44 - (3 чи 6) |
| 44-70 см * | GPDT-XL* | -- |

*GP-XL випускається лише товщиною 3 мм. Має більше дистальне кріплення та U-подібну матрицю.