

凝胶残肢袜套

ENCP

凝胶护套—
无织物覆盖且不带末端构造



产品介绍

ALPS® 凝胶残肢袜套采用 EasyGel 材质，可消除残肢皮肤受到的剪切力和摩擦力，并预防磨损。其锥形结构能适应假肢使用过程中残肢体积的变化，以极低的皮肤压迫力实现优异的延展性，从而减少擦伤。可穿戴在硅胶套或凝胶套下方，也能替代袜子使用。

产品型号#

ENCP

主要特点

- ✓ 采用阿尔卑斯EasyGel材质
- ✓ 可替代袜子
- ✓ 减少剪切力及磨损
- ✓ 高弹性
- ✓ 可软化并舒缓肌肤


产品型号

ENCP-XX

凝胶残肢袜套,从 3 毫米渐变至 1.5 毫米的锥形结构


*XX 代表尺码，有关详细信息，请参见背面的尺码表和图示。

截面图



如何测量

测量残肢末端往上6cm处的围长



尺码表

测量围长 (CM)	尺码
10-19 cm	ENCP16
20-23 cm	ENCP20
24-27 cm	ENCP24
28-37 cm	ENCP28



T: +86-731-55582976-801 | F: +86-731-55582976
www.easyliner.com.cn
china_salesrep@easyliner.com.cn

