

ULTRASEAL SILICONE LINER

Un cran au-dessus.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



DESCRIPTION

Découvrez le manchon innovant en silicone UltraSeal, soigneusement conçu pour répondre aux besoins des personnes amputées transtibiales et transfémorales pour tous les niveaux d'activité.

Grâce à l'anneau intégré disponible en trois hauteurs différentes, les utilisateurs bénéficieront d'un joint étanche à l'entrée de l'emboîture prothétique. Associé à OptiSil, il offre un confort exceptionnel et une suspension optimisée pour un maximum de commodité au quotidien.

En outre, dans la version accrochage, UltraSeal offre un système de suspension double qui tire pleinement partie des avantages de la suspension à accrochage et de la technologie d'étanchéité, offrant ainsi une fonctionnalité inégalée.

CODE #	SUSPENSION
USHSL/USLSL/USUSL	ACCROCHAGE
USHSC/USLSC/USUSC	CUSHION

Recommandé pour tous les niveaux d'activité.



POURQUOI ULTRA?

1

MOINS CONTRAIGNANTE.

Le tissu extérieur de qualité supérieure allie résistance, durabilité et un étirement différencié pour une élasticité confortable.

2

SÉCURITÉ DE L'ACCROCHAGE.

Le dispositif d'accrochage garantit aux utilisateurs une suspension sûre, ferme et confortable.


3

SURFACE EN SILICONE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT.


OptiSil offre une surface interne fine, légère et lisse avec 1/5 de la friction du silicone ordinaire, assurant une conformité supérieure à la peau.

SCHÉMA COUPE TRANSVERSALE


1 ÉPAISSEUR | 3 OPTIONS HAUTEUR ANNEAU | CUSHION ET ACCROCHAGE



HIGH RING : l'anneau HAUT se situe à 18 cm du centre de l'extrémité distale.




LOW RING : l'anneau BAS se situe à 13 cm du centre de l'extrémité distale.



ULTRA LOW RING : l'anneau ultra bas se situe à 8 cm du centre de l'extrémité distale.

COMMENT MESURER

Mesures prises à 6 cm de l'extrémité distale



TABLEAUX DE TAILLES

TAILLE MESURÉE (CM)	ACCROCHAGE ANNEAU HAUT 2MM UNIFORME	CUSHION ANNEAU HAUT 2MM UNIFORME	ACCROCHAGE ANNEAU BAS 2MM UNIFORME	CUSHION ANNEAU BAS 2MM UNIFORME	ACCROCHAGE ANNEAU ULTRA BAS 2MM UNIFORME	CUSHION ANNEAU ULTRA BAS 2MM UNIFORME
	U	U	U	U	U	U
20-21 cm	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44