

ULTRASEAL SILICONE LINER

Un paso por delante.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



DESCRIPCIÓN

Descubra el novedoso liner UltraSeal de silicona, está cuidadosamente diseñado para cubrir las necesidades de los amputados transtibiales y transfemorales en todos los niveles de actividad.

Con una banda integrada disponible en tres alturas diferentes, los usuarios disfrutarán de un cierre hermético a la entrada del encaje. Al combinarse con OptiSil, proporcionará gran comodidad y suspensión mejorada, lo que se traducirá en un uso diario más sencillo.

Además, en la versión con conexión distal, el UltraSeal ofrece un sistema de suspensión doble que aprovecha a la perfección las ventajas como la suspensión con pin y la tecnología de sellado, ofreciendo una funcionalidad inigualable.

| N.º PIEZA | SUSPENSIÓN |
|-------------------|------------|
| USHSL/USLSL/USUSL | CON PIN |
| USHSC/USLSC/USUSC | SIN PIN |

Recomendado para todos los niveles de actividad.



¿POR QUÉ ULTRA?

1

MENOR PRESIÓN.

El tejido exterior de primera calidad combina resistencia, durabilidad y elasticidad diferenciada y cómoda.

2

SEGURIDAD GRACIAS AL PIN.

La función con pin garantiza a los usuarios una suspensión segura, firme y cómoda.


3

SUPERFICIE DE SILICONA AGRADABLE.


OptiSil ofrece una superficie interior fina, ligera y suave con 1/5 de la fricción de la silicona normal, lo que garantiza una mayor adaptación a la piel.

DIAGRAMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL


1 GROSOR | 3 OPCIONES DE ALTURA DEL ANILLO | SIN PIN Y CON PIN



HIGH RING: el anillo comienza a unos 18 cm desde el centro del extremo distal.




LOW RING: el anillo comienza a unos 13 cm desde el centro del extremo distal.



ULTRA LOW RING: el anillo comienza a unos 8 cm desde el centro del extremo distal.

CÓMO MEDIR

Mediciones tomadas a 6 cm del extremo distal



TABLAS DE TALLAS

| TAMAÑO MEDIDO (CM) | HIGH RING | | LOW RING | | ULTRA LOW RING | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | CON PIN 2MM UNIFORME | SIN PIN 2MM UNIFORME | CON PIN 2MM UNIFORME | SIN PIN 2MM UNIFORME | CON PIN 2MM UNIFORME | SIN PIN 2MM UNIFORME |
| 20-21 cm | USHSL20 | USHSC20 | USLSL20 | USLSC20 | USUSL20 | USUSC20 |
| 22-23 cm | USHSL22 | USHSC22 | USLSL22 | USLSC22 | USUSL22 | USUSC22 |
| 24-25 cm | USHSL24 | USHSC24 | USLSL24 | USLSC24 | USUSL24 | USUSC24 |
| 26-27 cm | USHSL26 | USHSC26 | USLSL26 | USLSC26 | USUSL26 | USUSC26 |
| 28-29 cm | USHSL28 | USHSC28 | USLSL28 | USLSC28 | USUSL28 | USUSC28 |
| 30-31 cm | USHSL30 | USHSC30 | USLSL30 | USLSC30 | USUSL30 | USUSC30 |
| 32-34 cm | USHSL32 | USHSC32 | USLSL32 | USLSC32 | USUSL32 | USUSC32 |
| 35-37 cm | USHSL35 | USHSC35 | USLSL35 | USLSC35 | USUSL35 | USUSC35 |
| 38-40 cm | USHSL38 | USHSC38 | USLSL38 | USLSC38 | USUSL38 | USUSC38 |
| 41-43 cm | USHSL41 | USHSC41 | USLSL41 | USLSC41 | USUSL41 | USUSC41 |
| 44-47 cm | USHSL44 | USHSC44 | USLSL44 | USLSC44 | USUSL44 | USUSC44 |