

ULTRASEAL GEL LINER

Un cran au-dessus.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



DESCRIPTION

Le manchon révolutionnaire UltraSeal avec gel est un produit innovant qui **intègre parfaitement la technologie avancée d'étanchéité et les avantages supérieurs du gel.**

Grâce à l'anneau intégré disponible en trois hauteurs différentes, les utilisateurs bénéficieront d'un joint étanche à l'entrée de l'emboîture prothétique. Associé à OptiGel, ce manchon offre un confort exceptionnel et une excellente aptitude à se conformer au membre résiduel, assurant un ajustement sûr et serré qui améliore le contrôle, le confort et la sécurité.

CODE #	SUSPENSION
USHGL/USLGL/USUGL	ACCROCHAGE
USHGC/USLGC/USUGC	CUSHION

Recommended for all activity levels.



POURQUOI CHOISIR ULTRA GEL ?

1

C'est le seul manchon de scellement avec gel disponible sur le marché.

OptiGel a une texture lisse et douce qui assure un contact délicat avec la peau et un ajustement sur mesure autour du membre résiduel.

UN CONFORT ACCRU

2

Il est réalisé avec un tissu moins constrictif.

Le tissu extérieur de qualité supérieure allie résistance, durabilité et un étirement différencié pour une élasticité confortable.

FACILE À ENFILER ET À ENLEVER

3


Il est disponible à la fois en version avec accrochage et en version cushion.

Le dispositif d'accrochage garantit aux utilisateurs une suspension sûre, ferme et confortable.


DOUBLE SUSPENSION

SCHÉMA COUPE TRANSVERSALE


1 ÉPAISSEUR | 3 OPTIONS HAUTEUR ANNEAU | CUSHION ET ACCROCHAGE



HIGH RING : l'anneau HAUT se situe à 18 cm du centre de l'extrémité distale.




LOW RING : l'anneau BAS se situe à 13 cm du centre de l'extrémité distale.



ULTRA LOW RING : l'anneau ultra bas se situe à 8 cm du centre de l'extrémité distale.

COMMENT MESURER

Mesures prises à 6 cm de l'extrémité distale



TABLEAUX DE TAILLES

TAILLE MESURÉE (CM)	ACCROCHAGE ANNEAU HAUT 3MM UNIFORME	CUSHION ANNEAU HAUT 3MM UNIFORME	ACCROCHAGE ANNEAU BAS 3MM UNIFORME	CUSHION ANNEAU BAS 3MM UNIFORME	ACCROCHAGE ANNEAU ULTRA BAS 3MM UNIFORME	CUSHION ANNEAU ULTRA BAS 3MM UNIFORME
20-23 cm	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 cm	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 cm	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 cm	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 cm	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 cm	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 cm	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 cm	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3