


ULTRASEAL SILICONE LINER

На сходинку вище.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



ОПИС

Інноваційний силіконовий лайнер UltraSeal, розроблений, щоб задовольнити потреби користувачів з різними рівнями активності.

Завдяки інтегрованій стрічці, доступній на трьох різних висотах, забезпечує герметичне кріплення у куксоприймачі. У поєднанні з OptiSil надає комфорт та фіксацію для максимальної зручності у повсякденному використанні.

Крім того, UltraSeal пропонує подвійну систему кріплення, яка поєднує в собі переваги як замкового лайнера, так і технології Sealing, забезпечуючи максимальну зручність.

КОД #	КРІПЛЕННЯ
USHSL/USLSL/USUSL	ЗАМКОВИЙ
USHSC/USLSC/USUSC	БЕЗЗАМКОВИЙ

Рекомендований для всіх рівнів активності



ЧОМУ ULTRA?

1

МЕНШ СТИСКАЄ

Зовнішня тканина Premium поєднує в собі міцність, довговічність та еластичність для більшого комфорту

2

БЕЗПЕКА ЗАМКОВОГО МЕХАНІЗМУ

Функція блокування гарантує, що користувачі отримують надійне, міцне та зручне кріплення.


3

ЗРУЧНА СИЛІКОНОВА ПОВЕРХНЯ


OptiSil має тонку, легку і гладку внутрішню поверхню з тертям у 1/5 від звичайного силікону, що забезпечує ідеальне прилягання до шкіри.

СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ


1 ТОВЩИНА | 3 ВАРІАНТИ ВИСОТИ КІЛЬЦЬ | БЕЗЗАМКОВИЙ & ЗАМКОВИЙ



Високе кільце починається на відстані 18 см від центру дистального кінця.




Низьке кільце починається на відстані 13 см від центру дистального кінця.



Наднизьке кільце починається на відстані 8 см від центру дистального кінця.

ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР

Виміряйте окружність кукси на 6 см вище дистального кінця



ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

ВИМІРЯНИЙ РОЗМІР (СМ)	У	У	У	У	У	У
	ВИСОКЕ КІЛЬЦЕ ЗАМКОВИЙ	ВИСОКЕ КІЛЬЦЕ БЕЗЗАМКОВИЙ	НИЗЬКЕ КІЛЬЦЕ ЗАМКОВИЙ	НИЗЬКЕ КІЛЬЦЕ БЕЗЗАМКОВИЙ	НАДНИЗЬКЕ КІЛЬЦЕ ЗАМКОВИЙ	НАДНИЗЬКЕ КІЛЬЦЕ БЕЗЗАМКОВИЙ
	2ММ РІВНОМІРНО	2ММ РІВНОМІРНО	2ММ РІВНОМІРНО	2ММ РІВНОМІРНО	2ММ РІВНОМІРНО	2ММ РІВНОМІРНО
20-21 см	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 см	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 см	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 см	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 см	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 см	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 см	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 см	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 см	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 см	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 см	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44