

ULTRASeal GEL LINER

Un cran au-dessus.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



DESCRIPTION

Le manchon révolutionnaire UltraSeal avec gel est un produit innovant qui **intègre parfaitement la technologie avancée d'étanchéité et les avantages supérieurs du gel.**

Grâce à l'anneau intégré disponible en trois hauteurs différentes, les utilisateurs bénéficieront d'un joint étanche à l'entrée de l'emboîture prothétique. Associé à OptiGel, ce manchon offre un confort exceptionnel et une excellente aptitude à se conformer au membre résiduel, assurant un ajustement sûr et serré qui améliore le contrôle, le confort et la sécurité.

CODE #	SUSPENSION
USHGL/USLGL/USUGL	ACCROCHAGE
USHGC/USLGC/USUGC	CUSHION

Recommended for all activity levels.



POURQUOI CHOISIR ULTRAGEL ?

1

C'est le seul manchon de scellement avec gel disponible sur le marché.

OptiGel a une texture lisse et douce qui assure un contact délicat avec la peau et un ajustement sur mesure autour du membre résiduel.

UN CONFORT ACCRU

2

Il est réalisé avec un tissu moins restrictif.

Le tissu extérieur de qualité supérieure allie résistance, durabilité et un étirement différencié pour une élasticité confortable.

FACILE À ENFILER ET À ENLEVER

3


Il est disponible à la fois en version avec accrochage et en version cushion.

Le dispositif d'accrochage garantit aux utilisateurs une suspension sûre, ferme et confortable.

DOUBLE SUSPENSION


SCHÉMA COUPE TRANSVERSALE

1 ÉPAISSEUR | 3 OPTIONS HAUTEUR ANNEAU | CUSHION ET ACCROCHAGE



COMMENT MESURER

Mesures prises à 6 cm de l'extrémité distale



TABLEAUX DE TAILLES

TAILLE MESURÉE (CM)	ACCROCHAGE ANNEAU HAUT	CUSHION ANNEAU HAUT	ACCROCHAGE ANNEAU BAS	CUSHION ANNEAU BAS	ACCROCHAGE ANNEAU ULTRA BAS	CUSHION ANNEAU ULTRA BAS
20-23 cm	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 cm	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 cm	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 cm	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 cm	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 cm	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 cm	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 cm	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3