


MANCHONS

TABLEAU DE TAILLES.

i COMMENT MESURER

Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.



AALPS

Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň – Czech Republic

CODE #	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR (MM)	TAILLE									
AKDT AKDTHD AKFR AKFRHD	Extreme Liner	3 ou 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
APDT-TP APFR-TP	Anterior Posterior Tapered Liner	6/3		20	24	26	28	32				
ECDTHD ECFRHD	ECO Liner	3 ou 6		20	24	26	28	32	35	38	44	
ELDT ELFR	EasyLiner	3, 6, 6/3* ou 9*	16	20	24*	26	28*	32	35*	38	44	
GPDT GPFR	General Purpose Liner	3 ou 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
SPDT SPDTHD SPFR SPFRHD	Superior Performance Liner	3 ou 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
SADT SAFR SBFR	Smart Seal SADT	3 ou 6		20	24	26	28	32		38		
	Smart Seal SAFR	3 ou 6				26	28	32	35	38		
	Smart Seal SBFR	3 ou 6		20	24	26	28					
EZF	EasyFlex Liner	3 ou 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
VSDT	Liberty Liner	6		20	24	26	28	32		38		
PSI	Proximal Seal Interface	6 ou 6/3	16	20	24	26	28	32		38	44	
PFGFR PFGDT	ProFit Liner	3 ou 6	16	20	24	26	28	32	35	38	44	
USHGL USHGC USLGL USLGC USUGL USUGC	UltraSeal Gel Liner	3		20	24	26	28	32	35	38	44**	
CIRCONFÉRENCE (CM)			16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-34	35-37	38-44	44-53	

*EasyLiner: 9 mm disponible uniquement pour tailles 24 et 28 ; la taille 35 n'est disponible que dans 3 mm et 6 mm.

**UltraSeal taille 44 circonférence comprise entre 44 et 47 cm

CODE #	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR (MM)	TAILLE										
LSC LSL	Silicone Pro Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
SSGSC SSGSL	SoftSil® Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
USHGL USHGC USLGL USLGC USUGL USUGC	UltraSeal Silicone Liner	2	20	22	24	26	28	30	32	35	38	41	44
CIRCONFÉRENCE (CM)			20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

CODE #	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR (MM)	TAILLE							
ELPX	EasyLiner SuperStretch	6	10	16	20	24	26	28	32	38
CIRCONFÉRENCE (CM)			10-15	16-19	20-23	24-25	26-27	28-31	32-37	38-43