

硅胶垫

PDS

硅胶末端垫



产品描述

硅胶垫与阿尔卑斯内衬套一起使用可以增加用户的舒适度。活动量大的用户将体验到额外的缓冲、柔软和耐用性。让容积波动的用户肢体抬回到正确位置。可放在接受腔的底部，也可以放在带锁孔型的内衬套里。

主要特点及优势

- ✓ 医用级软硅胶
- ✓ 帮助保持全接触
- ✓ 蓝色模块适用于取型
- ✓ 不易变形
- ✓ 容易修剪

产品型号

PDS-XX	硅胶垫
PDSB-XX	硅胶垫模块


*XX 表示尺寸。详情请见背面的尺寸表及图示。

装配图

! 可与任何系统配合使用

可放置在锁具型
内衬套里面

可放置在接受腔内或
衬垫型内衬套外



硅胶垫尺码表


型号	尺码	硬度
硅胶垫(PDS)	S-XXL	35-55
硅胶垫模块(PDSB)	S-XXL	65-85

尺码表

测量围长 (CM)	
14-19 cm	PDS-S
20-23 cm	PDS-M
24-27 cm	PDS-L
28-31 cm	PDS-XL
32-35 cm	PDS-XXL

如何测量

测量残肢末端往上6cm
处的围长



T: +86-731-55582976-801 | F: +86-731-55582976

www.easyliner.com.cn | china_salesrep@easyliner.com.cn

ALPS South China

