

ULTRASEAL SILICONE LINER

0 krok výše.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



POPIS

Vyzkoušejte inovativní UltraSeal silikonový liner, který je pečlivě navržen tak, aby vyhovoval potřebám pacientů s transtibiální i transfemorální amputací při všech stupních aktivity.

S integrovaným kroužkem dostupným ve třech variantách výšky, si pacient užije podtlakové těsnění jakmile vkročí do lůžka. V kombinaci s OptiSilem, poskytuje výjimečný komfort a optimalizované zavěšení pro maximální pohodlí při každodenním používání.

Navíc, ve verzi locking, nabízí UltraSeal dvojitý systém zavěšení, který plynule využívá výhody jak uzamykatelného zavěšení, tak těsnící technologie, a poskytuje tak bezkonkurenční funkčnost.

ČÍSLO DÍLU	ZAVĚŠENÍ
USHSL/USLSL/USUSL	LOCKING
USHSC/USLSC/USUSC	CUSHION

Doporučeno pro všechny úrovně aktivity.



PROČ ULTRA?

1

MÉNĚ OMEZUJÍCÍ.

Vnější prémiová látka kombinuje pevnost, odolnost a zároveň umožňuje jedinečnou pružnost a komfortní elasticitu.

SNADNÉ OBLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ

2

BEZPEČNOSTNÍ UZAMČENÍ.

Uzamykací funkce zajišťuje uživatelům bezpečné, pevné a pohodlné zavěšení.

DVOJITÉ ZAVĚŠENÍ

3


ŠETRNÝ SILIKONOVÝ POVRCH.

OptiSil nabízí tenký, lehký a hladký povrch s pětinnovou hodnotou tření oproti běžnému silikonu, což zajišťuje vynikající přizpůsobivost pokožce.


ŠETRNÝ K POKOŽCE

SCHÉMA PRŮŘEZU


1 TLOUŠŤKA | 3 VÝŠKY KROUŽKU | CUSHION & LOCKING



HIGH RING: Vysoký kroužek začíná 18 cm od středu distálního konce.




LOW RING: Nízký kroužek začíná 13 cm od středu distálního konce.



ULTRA LOW RING: Ultra-Nízký kroužek začíná 8 cm od středu distálního konce.

JAK VOLIT VELIKOST

Hodnoty se měří 6cm od distálního konce



TABULKA VELIKOSTÍ

NAMĚŘENÁ VELIKOST(CM)	 HIGH RING LOCKING 2MM	 HIGH RING CUSHION 2MM	 LOW RING LOCKING 2MM	 LOW RING CUSHION 2MM	 ULTRA LOW RING LOCKING 2MM	 ULTRA LOW RING CUSHION 2MM
20-21 cm	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44