

VACUUM INTEGRATED PUMP

VIP®



POPIS

ALPS VIP® je integrovaná pumpa odvádějící vzduch, čímž zvyšuje podtlak pro protetické lůžko. Používání VIP zajišťuje pacientům neustálý plný kontakt při nošení protézy. To je nezbytné pro rovnoměrné rozložení hmotnosti a pro rozložení zavěšení protézy po celé ploše pahýlu. Zvýšené vakuum vytvořené VIP stabilizuje pahýl a zamezuje všem potížím spojeným se změnou objemu pahýlu během dne.

ČÍSLO DÍLU

VIP-DH

VIP-DL

DALŠÍ VÝHODY

-  Účinně řeší kolísání objemu pahýlu, což navíc znamená lepší ovládání protézy a větší pohodlí
-  Snižuje intenzitu vrcholného tlaku na končetiny, zvyšuje pohodlí a umožňuje větší volnost pohybu
-  Pomáhá zachovat zdravou pokožku pahýlu, neboť zlepšuje krevní oběh a potažmo zásobování pahýlu kyslíkem
-  Neovlivňuje kosmetický vzhled protézy

Snadná
instalace

Zlepšuje
prokrvení

Vyšší
komfort

Zlepšuje
chůzi

Tichý
provoz

Lehká



K DISPOZICI JSOU 2 RŮZNÉ ÚROVNĚ VAKUA

ZVOLTE ÚROVEŇ NA ZÁKLADĚ:

 ÚROVNĚ AKTIVITY


 STAVU POKOŽKY

VYSOKÉ VAKUUM
(červená)
10-13 palců sloupce rtuti




Naléhavě doporučujeme používat mini-ventil k zamezení distální distrakce

NÍZKÉ VAKUUM
(zelená)
5-8 palců sloupce rtuti



BEZ MONTÁŽNÍ DESKY



S MONTÁŽNÍ DESKOU



SPECIFIKACE PRODUKTU

	VYSOKÉ VAKUUM (ČERVENÁ)	NÍZKÉ VAKUUM (ZELENÁ)
ČÍSLO DÍLU	VIP - DH	VIP - DL
PRŮMĚR	66MM	66MM
VÝŠKA	48MM	48MM
HMOTNOST	75G	64G
MATERIÁL	SILIKON	SILIKON

PŘI OBJEDNÁVÁNÍ POUŽIJTE NÍŽE UVEDENÉ KÓDY

NÁZEV DÍLU	ČÍSLO DÍLU
DUMMY	VE319 - D
MALÉ DUMMY	VE319 - SD
MONTÁŽNÍ DESKA	VE819 - P
ZÁPADKA (MALÁ)	VIP-L1120-S
MINI-VENTIL (doporučeno)	MV-009
SADA MINI-VENTILU	LMV-009
PIN (4.8cm)	VIP-92L
PIN (3.0cm)	VIP-92S



Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň - Czech Republic

