

ANTERIOR POSTERIOR TAPERED

APDT-TP | APFR-TP

Lej żelowy – z końcówką
dystalną lub bez



OPIS


Lej ALPS AP Tapered Liner stopniowo zwęża się z przodu do tyłu, zapewniając pacjentom po amputacji jeszcze większy komfort. Lej jest dostępny z systemem pin i blokady lub zawieszeniem zasysającym. Lej AP Tapered Liner został wykonany z naszego nowego ulepszanego materiału fabrycznego oraz żelu. Taka kombinacja redukuje tworzenie się fałdek pod kolanem.

Nr CZĘŚCI	ZAWIESZENIE
APDT	ZAMEK
APFR	PODCIŚNIENIE

Zalecany dla wszystkich poziomów aktywności



GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI



MATERIAŁ CZARNY
Rozciąganie w poziomie z
ograniczonym rozciąganiem
w pionie



**ŻEL O WYSOKIEJ
GĘSTOŚCI (HD)**



ZAMEK




PODCIŚNIENIE

- ✓ Lej został wykonany z wysoko skutecznego czarnego materiału z dodatkiem żelu, co pozwala zredukować tworzenie się fałdek pod kolanem.
- ✓ Zwężenie – 6 mm z przodu do 3 mm z tyłu

DIAGRAM Z PRZEKROJAMI

ZWĘŻENIE 6/3 mm



JAK WYKONAC POMIAR

Pomiary wykonane 6 cm od dalszego końca




TABELA ROZMIARÓW

ZMIERZONY ROZMIAR (CM)	ZAMEK ZWĘŻENIE 6/3 mm	PODCIŚNIENIE ZWĘŻENIE 6/3 mm
20-23 cm	APDT 20 - TP	APFR 20 - TP
24-25 cm	APDT 24 - TP	APFR 24 - TP
26-27 cm	APDT 26 - TP	APFR 26 - TP
28-31 cm	APDT 28 - TP	APFR 28 - TP
32-37 cm	APDT 32 - TP	APFR 32 - TP