

EXTREME™ LINER

AKDT | AKDTHD | AKFR | AKFRHD

Dla osób po amputacji powyżej kolana i aktywnych po amputacji poniżej kolana - z końcówką dystalną lub bez niej



OPIS

ALPS™Extreme Liner to specjalnie zaprojektowany lejek protezowy dla osób po amputacji powyżej kolana i aktywnych po amputacji poniżej kolana. Dostępny w wersji GripGel lub HD Gel, aby zapewnić maksymalny komfort. Extreme Liner charakteryzuje się o 80% mniejszą rozciągliwością pionową niż inne żelowe lejki ALPS, co zapewnia większą kontrolę i stabilność.

Nr CZĘŚCI	ZAWIESZENIE
AKDT/AKDTHD	ZAMEK
AKFR/AKFRHD	PODCIŚNIENIE

Zalecany dla wszystkich poziomów aktywności



GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI



WYSOKA GĘSTOŚĆ
(HD) ŻEL



GRIPGEL




ZAMEK



PODCIŚNIENIE

- ✓ Brązowa tkanina umożliwia ograniczone pionowe rozciąganie w celu zmniejszenia ruchu zbędnej tkanki
- ✓ Szerszy koniec dystalny, proporcjonalny do rozmiaru lejki, ułatwia zakładanie
- ✓ Lekko lepkie odczucie redukuje zgrubienia w okolicy podkolanowej
- ✓ Dostępne w wersji jednolitej 3 mm i 6 mm

PRZEKRÓJ SCHEMAT



JAK WYKONAC POMIAR

Pomiary wykonane 6 cm
od dalszego końca




TABELA ROZMIARÓW

ZMIERZONY ROZMIAR (CM)	ZAMEK JEDNOLITA GRUBOŚĆ 3 LUB 6 MM	AMORTYZACJA JEDNOLITA GRUBOŚĆ 3 LUB 6 MM
16-19 cm	AKDT(HD) 16 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 16 - (3 lub 6)
20-23 cm	AKDT(HD) 20 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 20 - (3 lub 6)
24-25 cm	AKDT(HD) 24 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 24 - (3 lub 6)
26-27 cm	AKDT(HD) 26 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 26 - (3 lub 6)
28-31 cm	AKDT(HD) 28 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 28 - (3 lub 6)
32-34 cm	AKDT(HD) 32 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 32 - (3 lub 6)
35-37 cm	AKDT(HD) 35 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 35 - (3 lub 6)
38-43 cm	AKDT(HD) 38 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 38 - (3 lub 6)
44-53 cm	AKDT(HD) 44 - (3 lub 6)	AKFR(HD) 44 - (3 lub 6)