

PRO-FIT LINER

PFGFR | PFGDT

Idealne dopasowanie.



OPIS

ALPS® Pro-Fit jest linerem do protez wykonanym z żelu OptiGel, który zapewnia znakomite dopasowanie się do kikuta. Jednocześnie nowa i ulepszona dystalna końcówka osadzająca daje użytkownikowi poczucie bardzo pewnego przylegania, co przekłada się na zwiększoną kontrolę, komfort i bezpieczeństwo.

Nr CZĘŚCI	ZAWIESZENIE
PFGDT	ZAMEK
PFGFR	PODCIŚNIENIE

Zalecany dla poziomów aktywności K2 – K4.



GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI


SZARA TKANINA KLASY PREMIUM

OPTIGEL

PRÓŻNIA I ZAMEK

- ✓ Wykonany z materiału OptiGel, który ma gładszą i bardziej miękką strukturę niż inne leje silikonowo-żelowe dostępne na rynku, zapewniając delikatny kontakt ze skórą oraz ścisłe dopasowanie do kikuta
- ✓ Wyposażony w nową, niskoprofilową aluminiową końcówkę typu umbrella, która poprawia współpracę leja z kikutem oraz zwiększa elastyczność dystalnej części, maksymalizując komfort użytkownika
- ✓ Dostępny w dwóch grubościach – 3 mm i 6 mm. Obie wersje posiadają pogrubioną warstwę żelu w części dystalnej, co zwiększa amortyzację i komfort noszenia.
- ✓ Elegancka, szara tkanina zewnętrzna charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i uszkodzenia, a dzięki niewielkiej rozciągliwości w kierunku pionowym skutecznie ogranicza zjawisko tłokowania (pistoning) protezy.

PRZEKRÓJ



JAK WYKONAC POMIAR

Pomiary wykonane 6 cm
od dalszego końca




TABELA ROZMIARÓW

ZMIERZONY ROZMIAR(CM)	ZAMEK 3MM lub 6MM	PRÓŻNIA 3MM lub 6MM
16-19 cm	PFGDT16-(3 lub 6)	PFGFR16-(3 lub 6)
20-23 cm	PFGDT20-(3 lub 6)	PFGFR20-(3 lub 6)
24-25 cm	PFGDT24-(3 lub 6)	PFGFR24-(3 lub 6)
26-27 cm	PFGDT26-(3 lub 6)	PFGFR26-(3 lub 6)
28-31 cm	PFGDT28-(3 lub 6)	PFGFR28-(3 lub 6)
32-34 cm	PFGDT32-(3 lub 6)	PFGFR32-(3 lub 6)
35-37 cm	PFGDT35-(3 lub 6)	PFGFR35-(3 lub 6)
38-43 cm	PFGDT38-(3 lub 6)	PFGFR38-(3 lub 6)
44-53 cm	PFGDT44-(3 lub 6)	PFGFR44-(3 lub 6)