

ANTERIOR POSTERIOR TAPERED

APDT-TP | APFR-TP

Cuffia in gel,
con o senza attacco distale



DESCRIZIONE

La cuffia ALPS® AP è rastremata in modo graduale dal lato anteriore a quello posteriore per conferire un maggior comfort. È disponibile con o senza attacco distale ed è caratterizzata dal nostro nuovo tessuto nero high performance abbinato al Gel ALPS.

Questa combinazione aiuta a ridurre il fastidioso formarsi di pieghe nella zona del cavo popliteo.

CODICE	SOSPENSIONE
APDT	CON ATTACCO
APFR	SENZA ATTACCO

Consigliata per tutti i livelli di attività.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



TESSUTO NERO
Allungamento orizzontale;
allungamento verticale limitato



**HIGH DENSITY
(HD) GEL**



CON ATTACCO




SENZA ATTACCO

- ✓ Caratterizzata dal nostro nuovo tessuto nero high performance abbinato al gel per ridurre la formazione di pieghe nella zona del cavo popliteo
- ✓ Rastremata - da 6mm nella parte anteriore a 3mm nella parte posteriore

SEZIONE TRASVERSALE

RASTREMATA DA 6 A 3 MM



COME SCEGLIERE LA TAGLIA

Misurare la circonferenza a 6 cm dall'apice distale




TABELLA MISURE

CIRCONFERENZA (CM)	CON ATTACCO 6/3 MM RASTREMATA	SENZA ATTACCO 6/3 MM RASTREMATA
20-23 cm	APDT 20 - TP	APFR 20 - TP
24-25 cm	APDT 24 - TP	APFR 24 - TP
26-27 cm	APDT 26 - TP	APFR 26 - TP
28-31 cm	APDT 28 - TP	APFR 28 - TP
32-37 cm	APDT 32 - TP	APFR 32 - TP