

ULTRASEAL GEL LINER

Un passo avanti

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



DESCRIZIONE

Scopri la rivoluzionaria cuffia UltraSeal in OptiGel: un prodotto all'avanguardia che **unisce l'innovativa tecnologia di sigillo ai benefici impareggiabili del gel.**

UltraSeal Gel è disponibile in tre versioni caratterizzate da una diversa altezza dell'anello sigillante per garantire una tenuta ermetica immediata al momento dell'inserimento nella protesi. Abbinata all'esclusivo OptiGel, questa cuffia assicura un comfort straordinario e un'aderenza perfetta all'arto residuo, per una vestibilità sicura e stabile che migliora controllo, comodità e sicurezza in ogni movimento.

CODICE	SOSPENSIONE
USHGL/USLGL/USUGL	CON ATTACCO
USHGC/USLGC/USUGC	SENZA ATTACCO

Consigliata per tutti i livelli di attività.



PERCHÈ ULTRA?

1

È l'unica cuffia con anello integrato disponibile in gel.

OptiGel ha una texture liscia e morbida che garantisce un contatto delicato con la pelle e una vestibilità perfetta.

MAGGIOR COMFORT

2

È realizzata con un tessuto meno costrittivo.

Il tessuto esterno Premium combina resistenza, durata ed elasticità differenziata per una migliore vestibilità.

FACILE DA INDOSSARE

3


È disponibile con o senza attacco.

La versione con attacco assicura all'utilizzatore una sospensione sicura, stabile e confortevole.


DOPPIA SOSPENSIONE

SEZIONE TRASVERSALE


1 SPESSORE | 3 POSSIBILI ALTEZZE DELL'ANELLO | CON E SENZA ATTACCO



HIGH RING: L'anello è collocato a 18 cm dal centro dell'estremità distale.



LOW RING: L'anello è collocato a 13 cm dal centro dell'estremità distale.



ULTRA LOW RING: L'anello è collocato a 8 cm dal centro dell'estremità distale.

COME SCEGLIERE LA TAGLIA

Misurare la circonferenza a 6 cm dall'apice distale




TABELLA MISURE

CIRCONFERENZA IN (CM)	U HIGH RING CON ATTACCO 3MM	U HIGH RING SENZA ATTACCO 3MM	U LOW RING CON ATTACCO 3MM	U LOW RING SENZA ATTACCO 3MM	U ULTRA LOW RING CON ATTACCO 3MM	U ULTRA LOW RING SENZA ATTACCO 3MM
20-23 cm	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 cm	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 cm	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 cm	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 cm	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 cm	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 cm	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 cm	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3