

ULTRASEAL SILICONE LINER

Einen Schritt voraus.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



BESCHREIBUNG

Erleben Sie den innovativen UltraSeal Silikon-Liner, der speziell dafür entwickelt wurde, die Anforderungen von Oberschenkel- und Unterschenkelprothesenträger mit allen Mobilitätsgraden zu erfüllen.

Dank des integrierten Bands, das in drei verschiedenen Höhen erhältlich ist, ist eine luftdichte Versiegelung am Schafteingang des Benutzers garantiert. In Kombination mit OptiSil gewährleistet das einen herausragenden Komfort und eine optimierte Aufhängung für ein hervorragendes Tragegefühl im Alltag.

Zusätzlich dazu verfügt der UltraSeal Liner in der Ausführung mit Anschluss über ein doppeltes Aufhängungssystem, das die Vorteile der Aufhängung mit distalem Anschluss mit den Vorteilen der Sealing Technology verbindet und dadurch eine unerreichte Funktionalität bietet.

ART.NR.	AUFHÄNGUNG
USHSL/USLSL/USUSL	MIT ANSCHLUSS
USHSC/USLSC/USUSC	OHNE ANSCHLUSS

Empfohlen für alle Mobilitätsgrade.



WARUM ULTRA?

1

WENIGER BEENGEND.

Das äußere Premium-Gewebe kombiniert Stärke mit Langlebigkeit und einem differenzierten Dehnen für eine komfortable Elastizität.

2

SICHERER ANSCHLUSS.

Der Anschluss gewährleistet, dass die Benutzer sich auf eine sichere, feste und komfortable Aufhängung verlassen können.


3

ANGENEHME SILIKONBERFLÄCHE.


OptiSil bietet eine dünne, leichte und glatte Innenseite, die nur 1/5 der Reibung von regulärem Silikon aufweist, und garantiert damit für höheren Tragekomfort auf der Haut.

QUERSCHNITT


1 WANDSTÄRKE | RING IN 3 HÖHEN | OHNE & MIT DISTALEM ANSCHLUSS



HIGH RING: der Ring ist ab 18 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.




LOW RING: der Ring ist ab 13 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.



ULTRA LOW RING: der Ring ist ab 8 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.

GRÖßENTABELLE

Umfang 6 cm oberhalb des Stumpfendes messen



GRÖßENTABELLEN

UMFANG (CM)	 HIGH RING MIT ANSCHLUSS 2MM	 HIGH RING OHNE ANSCHLUSS 2MM	 LOW RING MIT ANSCHLUSS 2MM	 LOW RING OHNE ANSCHLUSS 2MM	 ULTRA LOW RING MIT ANSCHLUSS 2MM	 ULTRA LOW RING OHNE ANSCHLUSS 2MM
20-21 cm	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44