

ANTERIOR POSTERIOR TAPERED

APDT-TP | APFR-TP

Liner en gel — con o sin pin



DESCRIPCIÓN

El ALPS® AP Tapered Liner va adoptando una forma cónica gradual desde la parte anterior hasta la parte posterior, para ofrecer el máximo confort. Este liner está disponible con o sin pin. El AP Tapered Liner lleva nuestro tejido negro de alto rendimiento con gel, que ayuda a evitar que el liner se enrolle en la zona de la corva.

N.º PIEZA	SUSPENSIÓN
APDT	CON PIN
APFR	SIN PIN

Recomendado para todos los niveles de actividad.




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



- ✓ Construido con tejido negro de alto rendimiento y con gel para evitar que el liner se enrolle en la zona de la corva
- ✓ Cónico – 6 mm por la parte anterior y 3 mm por la posterior

DIAGRAMA TRANSVERSAL

CÓNICO DE 6 MM A 3 MM



CÓMO MEDIR

Medir la circunferencia del muñón a 6 cm del extremo distal




TABLA DE MEDIDAS

CIRCUNFERENCIA (CM)	CON PIN 6/3MM CÓNICO	SIN PIN 6/3MM CÓNICO
20-23 cm	APDT 20 - TP	APFR 20 - TP
24-25 cm	APDT 24 - TP	APFR 24 - TP
26-27 cm	APDT 26 - TP	APFR 26 - TP
28-31 cm	APDT 28 - TP	APFR 28 - TP
32-37 cm	APDT 32 - TP	APFR 32 - TP