

EXTREME™ LINER

AKDT | AKDTHD | AKFR | AKFRHD

Para usuarios transtibiales activos y transfemorales - con o sin pin



DESCRIPCIÓN

El ALPS® Extreme™ Liner está diseñado específicamente para usuarios transfemorales y transtibiales con un estilo de vida activo. Está disponible en High Density Gel o Grip Gel para proporcionar el máximo confort. El ALPS Extreme Liner tiene un 80% menos de elasticidad vertical que otros liners de gel de ALPS, lo que garantiza más control y estabilidad.

N.º PIEZA	SUSPENSIÓN
AKDT/AKDTHD	CON PIN
AKFR/AKFRHD	SIN PIN

Recomendado para todos los niveles de actividad.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



HIGH DENSITY
(HD) GEL



GRIPGEL




CON PIN



SIN PIN

- ✓ El tejido marrón ofrece una elasticidad vertical limitada para reducir el movimiento de los tejidos redundantes
- ✓ Los extremos distales son proporcionales al tamaño del liner, para que sea más fácil de calzar
- ✓ El tacto ligeramente pegajoso ayuda a evitar que el liner se enrolle en la región de la corva
- ✓ Disponible en 3mm y 6mm

DIAGRAMA TRANSVERSAL



CÓMO MEDIR

Medir la circunferencia del muñón a 6 cm del extremo distal




TABLA DE MEDIDAS

CIRCUNFERENCIA (CM)	CON PIN 3.0MM o 6MM	SIN PIN 3.0MM o 6MM
16-19 cm	AKDT(HD) 16 - (3 o 6)	AKFR(HD) 16 - (3 o 6)
20-23 cm	AKDT(HD) 20 - (3 o 6)	AKFR(HD) 20 - (3 o 6)
24-25 cm	AKDT(HD) 24 - (3 o 6)	AKFR(HD) 24 - (3 o 6)
26-27 cm	AKDT(HD) 26 - (3 o 6)	AKFR(HD) 26 - (3 o 6)
28-31 cm	AKDT(HD) 28 - (3 o 6)	AKFR(HD) 28 - (3 o 6)
32-34 cm	AKDT(HD) 32 - (3 o 6)	AKFR(HD) 32 - (3 o 6)
35-37 cm	AKDT(HD) 35 - (3 o 6)	AKFR(HD) 35 - (3 o 6)
38-43 cm	AKDT(HD) 38 - (3 o 6)	AKFR(HD) 38 - (3 o 6)
44-53 cm	AKDT(HD) 44 - (3 o 6)	AKFR(HD) 44 - (3 o 6)