

ULTRASEAL GEL LINER

Un paso por delante.

USHGL | USHGC | USLGL | USLGC | USUGL | USUGC



DESCRIPCIÓN

Presentamos el revolucionario liner de gel UltraSeal, un producto innovador que integra a la perfección la avanzada tecnología de cierre con los beneficios superiores del gel.

Con un anillo integrado disponible en tres alturas diferentes, los usuarios obtendrán un cierre hermético a la entrada del encaje. Cuando se combina con OptiGel, este liner ofrece una gran comodidad y una excelente adaptabilidad con la extremidad residual, garantizando un ajuste seguro y ceñido que mejora el control, la comodidad y la seguridad..

N.º PIEZA	SUSPENSIÓN
USHGL/USLGL/USUGL	CON PIN
USHGC/USLGC/USUGC	SIN PIN

Recomendado para todos los niveles de actividad.



¿POR QUÉ ULTRA GEL?

1

Es el único liner con cierre disponible en gel.

OptiGel tiene una textura lisa y suave que garantiza un contacto delicado con la piel y un ajuste a medida alrededor de la extremidad residual.

MAYOR COMODIDAD

2

Está confeccionado con un tejido de menor ajuste.

El tejido exterior de primera calidad combina resistencia, durabilidad y elasticidad diferenciada y cómoda.

FÁCIL DE PONER Y QUITAR

3


Está disponible tanto con pin como sin pin.

La función con pin garantiza a los usuarios una suspensión segura, firme y cómoda.


SUSPENSIÓN DOBLE

DIAGRAMA TRANSVERSAL


1 GROSOR | 3 OPCIONES DE ALTURA DEL ANILLO | SIN PIN Y CON PIN



HIGH RING: el anillo comienza a unos 18 cm desde el centro del extremo distal.



LOW RING: el anillo comienza a unos 13 cm desde el centro del extremo distal.



ULTRA LOW RING: el anillo comienza a unos 8 cm desde el centro del extremo distal.

CÓMO MEDIR

Medir la circunferencia del muñón a 6 cm del extremo distal




TABLA DE MEDIDAS

CIRCUNFERENCIA (CM)	U HIGH RING CON PIN 3MM	U HIGH RING SIN PIN 3MM	U LOW RING CON PIN 3MM	U LOW RING SIN PIN 3MM	U ULTRA LOW RING CON PIN 3MM	U ULTRA LOW RING SIN PIN 3MM
20-23 cm	USHGL20-3	USHGC20-3	USLGL20-3	USLGC20-3	USUGL20-3	USUGC20-3
24-25 cm	USHGL24-3	USHGC24-3	USLGL24-3	USLGC24-3	USUGL24-3	USUGC24-3
26-27 cm	USHGL26-3	USHGC26-3	USLGL26-3	USLGC26-3	USUGL26-3	USUGC26-3
28-31 cm	USHGL28-3	USHGC28-3	USLGL28-3	USLGC28-3	USUGL28-3	USUGC28-3
32-34 cm	USHGL32-3	USHGC32-3	USLGL32-3	USLGC32-3	USUGL32-3	USUGC32-3
35-37 cm	USHGL35-3	USHGC35-3	USLGL35-3	USLGC35-3	USUGL35-3	USUGC35-3
38-43 cm	USHGL38-3	USHGC38-3	USLGL38-3	USLGC38-3	USUGL38-3	USUGC38-3
44-47 cm	USHGL44-3	USHGC44-3	USLGL44-3	USLGC44-3	USUGL44-3	USUGC44-3