

СИЛИКОНОВЫЙ ЛАЙНЕР ULTRASEAL

На шаг впереди.

USHSL | USHSC | USLSL | USLSC | USUSL | USUSC



ОПИСАНИЕ

Оцените инновационный силиконовый лайнер UltraSeal — он разработан с учётом потребностей пациентов с транстибиальными и трансфеморальными ампутациями при любом уровне физической активности.

Встроенная лента доступна в трёх вариантах высоты — это обеспечивает герметичное прилегание при установке в гильзу.

В сочетании с материалом OptiSil лайнер гарантирует исключительный комфорт и оптимальную фиксацию для максимального удобства в повседневной эксплуатации.

Кроме того, UltraSeal оснащён двойной системой фиксации: она гармонично объединяет преимущества замковой фиксации и герметизирующей технологии, обеспечивая непревзойдённую функциональность.

Артикул #	Тип крепления
USHSL/USLSL/USUSL	Замковое
USHSC/USLSC/USUSC	Вакуумное

Рекомендуется для всех уровней активности.



WHY ULTRA?

1

МЕНЕЕ СДАВЛИВАЮЩИЙ.

Внешняя ткань премиум-класса сочетает прочность, долговечность и дифференцированное растяжение для комфортной эластичности.

2

ЗАМКОВАЯ ФИКСАЦИЯ.

Замковый механизм обеспечивает надёжную, прочную и комфортную фиксацию.


3

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ СИЛИКОНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.

OptiSil обеспечивает тонкую, лёгкую и гладкую внутреннюю поверхность — трение у неё в 5 раз ниже, чем у обычного силикона, за счёт чего лайнер идеально прилегает к коже.


СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

1 ВАРИАНТ ТОЛЩИНЫ | 3 ВЫСОТЫ КОЛЬЦА | ВАКУУМНАЯ И ЗАМКОВАЯ ФИКСАЦИИ



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Измерьте окружность остаточной конечности на расстоянии 6 см от дистального конца.



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ИЗМЕРЕННЫЙ РАЗМЕР (СМ)	Замковый с высоким кольцом равнотолщинный 2 мм	Вакуумный с высоким кольцом равнотолщинный 2 мм	Замковый с низким кольцом равнотолщинный 2 мм	Вакуумный с низким кольцом равнотолщинный 2 мм	Замковый со сверхнизким кольцом равнотолщинный 2 мм	Вакуумный со сверхнизким кольцом равнотолщинный 2 мм
20-21 cm	USHSL20	USHSC20	USLSL20	USLSC20	USUSL20	USUSC20
22-23 cm	USHSL22	USHSC22	USLSL22	USLSC22	USUSL22	USUSC22
24-25 cm	USHSL24	USHSC24	USLSL24	USLSC24	USUSL24	USUSC24
26-27 cm	USHSL26	USHSC26	USLSL26	USLSC26	USUSL26	USUSC26
28-29 cm	USHSL28	USHSC28	USLSL28	USLSC28	USUSL28	USUSC28
30-31 cm	USHSL30	USHSC30	USLSL30	USLSC30	USUSL30	USUSC30
32-34 cm	USHSL32	USHSC32	USLSL32	USLSC32	USUSL32	USUSC32
35-37 cm	USHSL35	USHSC35	USLSL35	USLSC35	USUSL35	USUSC35
38-40 cm	USHSL38	USHSC38	USLSL38	USLSC38	USUSL38	USUSC38
41-43 cm	USHSL41	USHSC41	USLSL41	USLSC41	USUSL41	USUSC41
44-47 cm	USHSL44	USHSC44	USLSL44	USLSC44	USUSL44	USUSC44