

前后渐变凝胶套

APDT-TP | APFR-TP

锁具型/衬垫型凝胶套



产品描述

阿尔卑斯前后渐变凝胶套的厚度由大腿前侧向两侧逐渐渐变，提供了优越的舒适性能。

这款凝胶套可用于带锁悬挂或者吸附悬挂，凝胶套外层高性能黑色织物搭配凝胶能有效减少腘窝部的聚束。

产品型号#	悬挂方式
APDT	锁具型
APFR	衬垫型

适合所有活动等级



主要特点



黑色织物
带抗纵向拉伸



高密度凝胶材质
(HD) GEL



锁具型



衬垫型




使用高性能的黑色织物和凝胶构造来减少腘窝部的聚束



6毫米到3毫米前后渐变


截面图

6mm到3mm渐变厚度



如何测量

测量残肢末端往上6cm处的围长



尺码表

测量围长 (CM)	 锁具型 6/3毫米渐变厚	 衬垫型 6/3毫米渐变厚
20-23 cm	APDT 20 - TP	APFR 20 - TP
24-25 cm	APDT 24 - TP	APFR 24 - TP
26-27 cm	APDT 26 - TP	APFR 26 - TP
28-31 cm	APDT 28 - TP	APFR 28 - TP
32-37 cm	APDT 32 - TP	APFR 32 - TP