

GENERAL PURPOSE

GPDT | GPFR

Manchon gel, renforcé - avec
ou sans accrochage distal



DESCRIPTION

Le manchon General Purpose Gel Liner est conçu pour les amputés à activité modérée. Il est disponible en ALPS™ GripGel, offrant confort, résistance et élasticité. L'allongement important de ce manchon évite de restreindre la circulation sanguine dans le membre de l'utilisateur, avec une mise en place et un retrait faciles.

EXCELLENTS AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Le tissu hautement performant améliore la durabilité
- ✓ Légèrement adhérent afin de réduire les plis dans la fosse poplitée
- ✓ Disponible en épaisseur uniforme 3 mm et 6 mm



#makinglivesbetter



SCHÉMA COUPE TRANSVERSALE



COMMENT MESURER

Mesures prise à 6 cm de l'extrémité distale




TABLEAU DE TAILLES

TAILLE MESURÉE (CM)	ACCROCHAGE ÉPAISSEUR UNIFORME 3 mm ou 6 mm	CUSHION ÉPAISSEUR UNIFORME 3 mm ou 6 mm
16-19 cm	GPDT16 - (3 ou 6)	GPFR16 - (3 ou 6)
20-23 cm	GPDT20 - (3 ou 6)	GPFR20 - (3 ou 6)
24-25 cm	GPDT24 - (3 ou 6)	GPFR24 - (3 ou 6)
26-27 cm	GPDT26 - (3 ou 6)	GPRF26 - (3 ou 6)
28-31 cm	GPDT28 - (3 ou 6)	GPRF28 - (3 ou 6)
32-37 cm	GPDT32 - (3 ou 6)	GPFR32 - (3 ou 6)
38-43 cm	GPDT38 - (3 ou 6)	GPFR38 - (3 ou 6)
44-53 cm	GPDT44 - (3 ou 6)	GPFR44 - (3 ou 6)
44-70 cm*	GPDT-XL	--

*Le modèle GP-XL est disponible avec une épaisseur de 3 mm seulement. Il comprend une grande cupule distale et une matrice en U