

EXTREME™ LINER

AKDT | AKDTHD | AKFR | AKFRHD

Pro pacienty po transfemorální a aktivní transtibiální amputaci
- s distálním nástavcem nebo bez něj



POPIS

ALPS® Extreme™ Liner je specificky navržen pro pacienty po transfemorální a aktivní transtibiální amputaci. Je k dispozici v provedení GripGel nebo HD Gel za účelem poskytnutí maximálního pohodlí. Extreme Liner má o 80 % menší vertikální protažení než jiné gelové linery ALPS, což zajišťuje větší kontrolu a stabilitu.

ČÍSLO DÍLU	ZAVĚŠENÍ
AKDT/AKDTHD	LOCKING
AKFR/AKFRHD	CUSHION

Doporučeno pro všechny úrovně aktivity



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI A VÝHODY



HIGH DENSITY
(HD) GEL



GRIPGEL




LOCKING



CUSHION


- ✓ Hnědá tkanina nabízí omezené vertikální protažení za účelem snížení pohybu nadbytečné tkáně
- ✓ Širší distální konec úměrný velikosti vložky pro snadnější nasazování
- ✓ Mírně lepkavý pocit snižuje shlukování v podkolenní oblasti
- ✓ Dostupný ve 3 a 6mm

SCHÉMA PRŮŘEZU



JAK VOLIT VELIKOST

Hodnoty se měří 6 cm od
distálního konce



TABULKA VELIKOSTÍ

NAMĚŘENÁ VELIKOST (CM)	 LOCKING 3.0MM nebo 6MM	 CUSHION 3.0MM nebo 6MM
16-19 cm	AKDT(HD) 16 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 16 - (3 nebo 6)
20-23 cm	AKDT(HD) 20 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 20 - (3 nebo 6)
24-25 cm	AKDT(HD) 24 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 24 - (3 nebo 6)
26-27 cm	AKDT(HD) 26 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 26 - (3 nebo 6)
28-31 cm	AKDT(HD) 28 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 28 - (3 nebo 6)
32-34 cm	AKDT(HD) 32 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 32 - (3 nebo 6)
35-37 cm	AKDT(HD) 35 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 35 - (3 nebo 6)
38-43 cm	AKDT(HD) 38 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 38 - (3 nebo 6)
44-53 cm	AKDT(HD) 44 - (3 nebo 6)	AKFR(HD) 44 - (3 nebo 6)