

VACUUM INTEGRATED PUMP

VIP®



BESCHREIBUNG

ALPS VIP® ist eine prothetische integrierte Vakuumpumpe für aktiven Unterdruck.

Sie garantiert dem Benutzer einen kontinuierlichen totalen Kontakt zwischen Stumpf und Schaft. Dies ist sowohl für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung als auch für die Verteilung der Prothesenfederung über die gesamte Oberfläche der Gliedmaße unerlässlich. Das vom VIP erzeugte Vakuum stabilisiert das Stumpf Bein und überwindet alle Probleme, die mit dem Volumenwechsel des Stumpfes im Verlauf des Tages verbunden sind.

ART.NR.

VIP-DH

VIP-DL

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

-  Verwaltet effizient die Volumenschwankungen des Stumpfes und bietet somit bessere Kontrolle und einen besseren Komfort der Prothese
-  Reduziert die Intensität von Druckspitzen auf die Gliedmaßen des Patienten, verbessert den Komfort und bietet mehr Bewegungsfreiheit
-  Hilft, die Gesundheit der Stumpfhaut zu erhalten, indem die Durchblutung verbessert und folglich die Sauerstoffversorgung der Gliedmaßen erhöht wird
-  Beeinträchtigt nicht die ästhetische Erscheinung der Prothese

Ist einfach zu
installieren

Verbessert die
Blutzirkulation

Verbessert
den Komfort

Verbessert den
Bewegungsablauf

Ist leise

Ist leicht


IN 2 UNTERSCHIEDLICHEN VAKUUMSTUFEN ERHÄLTlich

VAKUUMSTUFE AUSWÄHLEN JE NACH:

 MOBILITÄTSGRAD

 HAUTZUSTAND

HOHES VAKUUM (Rot)
10-13 inHg



Wir empfehlen dringend,
das **Miniventil** zu verwenden,
um eine distale Distraction
zu vermeiden


NIEDRIGES VAKUUM (Grün)
5-8 inHg



OHNE MONTAGEPLATTE



MIT MONTAGEPLATTE



	HOHES VAKUUM (ROT)	NIEDRIGES VAKUUM (GRÜN)
ARTIKELNR.	VIP - DH	VIP - DL
DURCHMESSER	66MM	66MM
HÖHE	48MM	48MM
GEWICHT	75G	64G
MATERIAL	SILIKON	SILIKON

ARTIKEL	ARTIKELNR.
DUMMY	VE319 - D
KURZES DUMMY	VE319 - SD
MONTAGEPLATTE	VE819 - P
LOCK (KEIN)	VIP-L1120-S
MINIVENTIL (dringend empfohlen)	MV-009
MINIVENTIL-KIT	LMV-009
PIN (4.8cm)	VIP-92L
PIN (3.0cm)	VIP-92S

