

常规硅胶套

LSL | LSC

硅胶套-织物加强型



产品介绍

阿尔卑斯常规硅胶套采用医用级硅胶和加强型织物构成，分为带锁孔和不带锁孔两种类型；阿尔卑斯硅胶套能有效帮助患者解决悬挂问题确保残肢舒适并且能自由活动。

产品型号#	悬挂方式
LSL	锁具型
LSC	衬垫型

适合所有活动等级



主要特点&优点



针织织物
无缝，分区拉伸
集成矩阵



锁具型
2.0 MM厚



衬垫型
2.0 MM厚



摩擦力是常规硅胶的1/5



医用级硅胶覆盖针织织物保护



轻便



减少窜动




对皮肤友好且材质薄




清凉效果

摩擦测试




截面图

2.0 mm 厚



如何测量

测量残肢末端往上
6cm处的围长



尺码表

测量围长 (CM)	锁具型 2.0 MM厚	衬垫型 2.0 MM厚
20-22 cm	LSL3.0-20	LSC3.0-20
22-24 cm	LSL3.0-22	LSC3.0-22
24-26 cm	LSL3.0-24	LSC3.0-24
26-28 cm	LSL3.0-26	LSC3.0-26
28-30 cm	LSL3.0-28	LSC3.0-28
30-32 cm	LSL3.0-30	LSC3.0-30
32-35 cm	LSL3.0-32	LSC3.0-32
35-38 cm	LSL3.0-35	LSC3.0-35
38-41 cm	LSL3.0-38	LSC3.0-38
41-44 cm	LSL3.0-41	LSC3.0-41
44-47 cm	LSL3.0-44	LSC3.0-44