ANTERIOR POSTERIOR TAPERED

APDT-TP | APFR-TP

Cuffia in gel,
con o senza attacco distale



DESCRIZIONE

La cuffia ALPS® AP è rastremata in modo graduale dal lato anteriore a quello posteriore per conferire un maggior comfort. È disponibile con o senza attacco distale ed è caratterizzata dal nostro nuovo tessuto nero high performance abbinato al Gel ALPS.
Questa combinazione aiuta a ridurre il fastidioso formarsi di pieghe nella zona del cavo popliteo.

CODICE	SOSPENSIONE
APDT	CON ATTACCO
APFR	SENZA ATTACCO

Consigliata per tutti i livelli di attività.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TESSUTO NERO
Allungamento orizzontale; allungamento verticale limitato

HIGH DENSITY (HD) GEL


CON ATTACCO

SENZA ATTACCO

- Caratterizzata dal nostro nuovo tessuto nero high performance abbinato al gel per ridurre la formazione di pieghe nella zona del cavo popliteo
- Rastremata - da 6mm nella parte anteriore a 3mm nella parte posteriore

SEZIONE TRASVERSALE

RASTREMATA DA 6 A 3 MM



COME SCEGLIERE LA TAGLIA

Misurare la circonferenza a 6 cm dall'apice distale




TABELLA MISURE

CIRCONFERENZA (CM)	CON ATTACCO 6/3 MM RASTREMATA	SENZA ATTACCO 6/3 MM RASTREMATA
20-23 cm	APDT**20** - TP	APFR**20** - TP
24-25 cm	APDT**24** - TP	APFR**24** - TP
26-27 cm	APDT**26** - TP	APFR**26** - TP
28-31 cm	APDT**28** - TP	APFR**28** - TP
32-34 cm	APDT**32** - TP	APFR**32** - TP
35-37 cm	APDT**35** - TP	APFR**35** - TP

ALPS®

Tel +39 051 86 06 42 | Fax +39 051 86 59 668

www.easyliner.eu | info@alpsitaly.com

V.le della Mercanzia, 85 | 40050 Argelato (BO) - Italy

MAKING LIVES BETTER™

6844 04361.1A1 D