ANTERIOR POSTERIOR TAPERED

APDT-TP | APFR-TP

Lej żelowy – z końcówką dystalną lub bez



OPIS

Lej ALPS AP Tapered Liner stopniowo zwęża się z przodu do tyłu, zapewniając pacjentom po amputacji jeszcze większy komfort. Lej jest dostępny z systemem pin i blokady lub zawieszeniem zasysającym. Lej AP Tapered Liner został wykonany z naszego nowego ulepszonego materiału fabrycznego oraz żelu. Taka kombinacja redukuje tworzenie się fałdek pod kolanem.

Nr CZĘŚCI	ZAWIESZENIE
APDT	ZAMEK
APFR	PODCIŚNIENIE

Zalecany dla wszystkich poziomów aktywności

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

MATERIAŁ CZARNY
Rozciąganie w poziomie z ograniczonym rozciąganiem w pionie

ŻEL O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (HD)


ZAMEK

PODCIŚNIENIE

- Lej został wykonany z wysoko skutecznego czarnego materiału z dodatkiem żelu, co pozwala zredukować tworzenie się fałdek pod kolanem.
- Zwężenie – 6 mm z przodu do 3 mm z tyłu

PRZEKRÓJ

ZWĘŻENIE 6/3 mm



JAK WYKONAC POMIAR

Pomiary wykonane 6 cm
od dalszego końca




TABELA ROZMIARÓW

ZMIERZONY ROZMIAR (CM)	ZAMEK ZWĘŻENIE 6/3 mm	PODCIŚNIENIE ZWĘŻENIE 6/3 mm
20-23 cm	APDT**20** - TP	APFR**20** - TP
24-25 cm	APDT**24** - TP	APFR**24** - TP
26-27 cm	APDT**26** - TP	APFR**26** - TP
28-31 cm	APDT**28** - TP	APFR**28** - TP
32-34 cm	APDT**32** - TP	APFR**32** - TP
35-37 cm	APDT**35** - TP	APFR**35** - TP

ALPS

Tel +420 377 223 127 | Fax +420 377 223 010

www.easyliner.eu | info@easyliner.eu

Božkovské náměstí 17/21, 32600 Plzeň – Czech Republic

MAKING LIVES BETTER™

6848 04552.3D3 C